

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Desmogleína 3 Humana (Dsg3) Para Citometría De Flujo - P32926

Número de artículo: CM0005547



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE que se dirige a la Desmogleína 3 humana (DSG3/PVA/CDHF6) para citometría de flujo. Validado para reactividad cruzada humana, este anticuerpo ayuda en la investigación de adhesión celular y desmosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal PE conejo anti-Desmogleína 3/PVA humana
Observaciones/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6
Especie	Humana
GeneID (Humano)	1830
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-615 de la Desmogleína 3/PVA humana, NP_001935.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P32926
Peso de la proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo