


Ac Mab De Conejo Anti-Egfr Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P00533

Número de artículo: CM0011309



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el EGFR humano (ERBB1). Validado para citometría de flujo (FC) para analizar la expresión de EGFR en estudios de señalización intracelular y en la superficie celular. Ideal para la investigación del cáncer y de las receptor tirosina quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac mAb de conejo anti-EGFR humano PE
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1956
ID de gen	1956
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-525 del EGFR humano (NP_005219.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo