


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Enpp3/Cd203C Conjugado Con Pe - O14638

Número de artículo: CM0011885



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra ENPP3/CD203c humano (O14638) para citometría de flujo. Ideal para la inmunofenotipación de basófilos y mastocitos en la investigación de la inflamación alérgica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano ENPP3/CD203c conjugado con PE
Observaciones/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA
Especie	Humano
GenelD (humano)	5169
GenelD	5169
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14638
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo