

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fgfr3 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P22607

Número de artículo: CM0009839



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra FGFR3 humano (CD333) para citometría de flujo. Validado para citometría de flujo humana; inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 23-375. Ideal para estudiar la señalización de FGFR3 en el cáncer y el desarrollo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FGFR3 humano conjugado con PE
Observaciones/alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
Especie	Humana
GeneID (humano)	2261
GeneID	2261
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-375 de FGFR3 humano (NP_000133.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (FC)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P22607
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo