


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Flt3/Cd135 Humano Para Citometría De Flujo - P36888

Número de artículo: CM0009707



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a Flt3/CD135 humano (FLK2, STK1). Validado para citometría de flujo. Adecuado para análisis de células madre/progenitoras hematopoyéticas e investigación de leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-Flt3/CD135 humano
Observaciones/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2322
GeneID	2322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-163 de Flt3/CD135 humano (NP_004110.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P36888
Peso de la proteína	108KDa/113kDa
Envío	Bolsa de hielo