


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Gprc5D Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q9Nzd1

Número de artículo: CM0011152



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra GPRC5D humano para citometría de flujo. GPRC5D es un receptor acoplado a proteína G involucrado en la expresión de queratina dura y el desarrollo del cabello/uñas. Adecuado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano GPRC5D mAb
Observaciones/Alias	GPRC5D
Especie	Humano
ID de Gen	55507
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GPRC5D humano (NP_061124.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZD1
Peso Proteico	34kDa/36kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo