

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Contra Hif-1 Alfa Humano Para Fc (Intra) - Q16665

Número de artículo: CM0004182



Introducción

Anticuerpo monoclonal PE de conejo contra HIF-1 alfa humano para citometría de flujo intracelular. Adecuado para investigación sobre respuesta a hipoxia, cáncer y adaptación metabólica. Reacciona con humanos. - Q16665

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo contra HIF-1 alfa humano
Notas / Alias	HIF1, MOP1, PASD8, HIF-1A, bHLHe78, HIF-1alpha, HIF1-ALPHA, HIF-1-alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3091
GeneID	3091
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 401-500 de HIF1 alfa (NP_001521.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q16665
Peso de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo