

Mab De Conejo Anti-Hmox1 Humano Conjugado Con Pe - P09601

Número de artículo: CM0009840



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra la hemo oxigenasa 1 humana (HMOX1/HO-1) para citometría de flujo intracelular. Reconoce la HMOX1 humana; el inmunógeno corresponde a los aminoácidos 1-265. Adecuado para la investigación de la apoptosis y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-HMOX1 humano conjugado con PE
Observaciones/Alíase	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10
Especie	Humana
GeneID (humano)	3162
GeneID	3162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-265 de la hemo oxigenasa 1 humana (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1).
Fuente	Tejido
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P09601
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo