


Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Icam-1/Cd54 Humano Para Fc - P05362

Número de artículo: CM0010614



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE de alto rendimiento dirigido contra ICAM-1/CD54 humano (SWISS: P05362), validado para aplicaciones de citometría de flujo (FC), adecuado para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-ICAM-1/CD54 humano
Notas/Alias	BB2; CD54; P3.58
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3383
GenelD	3383
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-480 de ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo