

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn-Gamma Humano Conjugado Con Pe Para Fc (Intra) - P01579

Número de artículo: CM0012546



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la Interferón gamma humana (IFN-gamma) para citometría de flujo intracelular. Ideal para detectar la expresión de citoquinas en células T activadas para investigación inmunológica y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-IFN-gamma humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	IFG; IFI; IMD69
Especie	Humano
ID del Gen	3458 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-166 del IFN-gamma humano (NP_000610.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso Molecular de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo