


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano IgA1 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P01876

Número de artículo: CM0011612



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a la región constante de la IgA1 humana para citometría de flujo. El inmunógeno recombinante (aa 99-353) asegura la especificidad para la subclase IgA1; adecuado para el análisis de muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano IgA1 mAb
Observaciones/Alias	IgA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3493
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-353 de la IgA1 humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01876
Peso Proteico	38kDa/42KDa
Envío	Bolsa de hielo