


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg Humana (Fc) Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P01857

Número de artículo: CM0012685



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a la región Fc de la IgG humana (IGHG1) para citometría de flujo. Reconoce la región constante de la IgG1 humana. Inmunógeno de fragmento Fc recombinante. Adecuado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgG humana (Fc) conjugado con PE
Observaciones/Alias	IGHG1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3500
GeneID	3500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-330 de la IgG humana (Fc) (P01857)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo