


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg Humana (Fc) Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P01857

Número de artículo: CM0011248



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a la región Fc de la cadena pesada constante gamma 1 de la IgG humana (IGHG1). Reacciona con IgG1 humana, adecuado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). SWISS: P01857.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgG humana (Fc) conjugado con PE
Observaciones/Alias	IGHG1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3500
GeneID	3500
Inmunógeno	Proteína (o fragmento) recombinante. Esta información se considera comercialmente sensible.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo