

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-IL-10Ra/Cd210 Humano Para Citometría De Flujo - Q13651

Número de artículo: CM0012155



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra IL-10RA/CD210 humano (receptor alfa de IL-10), validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de la señalización antiinflamatoria mediada por IL-10 en células hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-IL-10RA/CD210 humano
Notas/Alias	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3587
ID del gen	3587
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-235 de IL-10RA/CD210 humano (NP_001549.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (CF)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13651
Peso de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo