

Ac Anti-Humano IL-17Ra/Cd217 Mab De Conejo Conjugado Con Pe Para Fc - Q96F46

Número de artículo: CM0009832



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra IL-17RA/CD217 humano, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la señalización de IL-17 en la inmunidad innata y adaptativa, la inflamación y las interacciones huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Rabbit anti-Human IL-17RA/CD217 mAb
Observaciones/Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23765
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-320 de IL-17RA/CD217 humano (NP_055154.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96F46
Peso proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo