


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-2 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P60568

Número de artículo: CM0008959



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra la Interleucina-2 humana (IL-2), validado para citometría de flujo intracelular. Detecta la IL-2 humana, una citoquina clave que regula el crecimiento de células T y la tolerancia inmunológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Detalles                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de conejo anti-IL-2 humano conjugado con PE                                                                                      |
| Observaciones/Alias | IL-2; TCGF; linfoquina                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 3558                                                                                                                                 |
| GeneID              | 3558                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-153 de la IL-2 humana (NP_000577.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                             |
| Aplicación          | CF (intra)                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                               |
| SWISS               | P60568                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 18kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |