


Mab De Conejo Anti-IL-4 Humano Conjugado Con Pe - P05112

Número de artículo: CM0007896



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la interleucina-4 humana (IL-4), validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para la investigación de la función inmunitaria, incluidos los estudios sobre la regulación de la IgE y la respuesta Th2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL-4 humano conjugado con PE
Observaciones/alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3565
ID del gen	3565
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-153 de la IL-4 humana (NP_000580.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05112
Peso molecular	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo