


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-5 Humana Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P05113

Número de artículo: CM0005683



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IL-5 humana conjugado con PE, diseñado para citometría de flujo intracelular (FC). Apto para muestras humanas. Inmunógeno: aminoácidos 20-134 de la IL-5 humana. Ideal para investigación en inmunología y citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-IL-5 humana conjugado con PE
Observaciones/Alias	EDF, IL-5, TRF, interleucina-5
Especie	Humana
ID del Gen	3567
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-134 de la IL-5 humana (NP_000870.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P05113
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo