

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano IL18R1/IL-18 R Alfa Conjugado Con Pe Para Fc - Q13478

Número de artículo: CM0005048



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra IL18R1 humano (IL-18R alfa, CD218a), validado para citometría de flujo. Peso molecular diana 62 kDa; involucrado en respuestas inmunes Th1 mediadas por IL-18.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano IL18R1/IL-18 R alfa conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8809
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-329 de IL18R1/IL-18 R alfa humano (NP_003846.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13478
Peso Proteico	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo