

Mab Pe De Conejo Anti-IL9 Humana - P15248

Número de artículo: CM0008835



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a la Interleucina-9 humana (IL-9, P40/HP40). Validado para citometría de flujo intracelular (FC). Ideal para investigación en inmunología, para la detección de expresión de citocinas en linfocitos T y mastocitos humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-IL9 humana
Observaciones/Alias	P40; HP40; IL-9
Especie	Humana
GeneID (humano)	3578
GeneID	3578
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-144 de la IL9 humana (NP_000581.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P15248
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo