


Pe Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ilt5/Cd85A Humano Para Fc - O75022

Número de artículo: CM0009949



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra ILT5/CD85a humano (LILRB3) para citometría de flujo. Validado para reactividad cruzada humana; detecta una proteína de ~69/71 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-ILT5/CD85a humano mAb
Observaciones/Alias	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	11025
ID de gen	11025
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75022
Peso proteico	69kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo