

Pe Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 3/Cd49C Humana Para Citometría De Flujo - P26006

Número de artículo: CM0005099

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la integrina alfa-3/CD49c humana para aplicaciones de citometría de flujo. Útil para estudiar las interacciones célula-matriz extracelular, la formación de invadopodios y los mecanismos de infección microbiana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Integrina alfa 3/CD49c humana mAb
Observaciones/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3675
ID de gen	3675
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 466-620 de la integrina alfa 3/CD49c humana (NP_002195.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26006
Peso proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo