


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Integrina B5/Itgb5 Conjugado Con Pe Para Fc - P18084

Número de artículo: CM0011440



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la Integrina beta-5 humana (ITGB5) para citometría de flujo. Reconoce el receptor de fibronectina dependiente de RGD y el receptor de adenovirus; localización en membrana celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb conejo anti-Humano Integrina β 5/ITGB5 conjugado con PE
Observaciones/Alias	ITGB5; integrina beta-5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3693
GeneID	3693
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-490 de la Integrina β 5/ITGB5 humana (NP_002204.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P18084
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo