

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Kir2DL4/Cd158D Humano Para Citometría De Flujo - Q99706

Número de artículo: CM0004823



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a KIR2DL4 (CD158d) humano, validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor de célula asesina similar a inmunoglobulina implicado en las funciones efectoras de las células NK y la tolerancia inmune materno-fetal. Reacciona de forma cruzada con humanos. - Q99706

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-KIR2DL4/CD158d humano
Observaciones/Alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS
Especie	Humano
ID del gen	3805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 24-242 de KIR2DL4/CD158d humano (NP_002246.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q99706
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo