


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Kir3DL1/Cd158E Humano Para Fc - P43629

Número de artículo: CM0011651



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a KIR3DL1/CD158e humano (SWISS: P43629). Validado para citometría de flujo (FC), detecta el receptor inhibitor de células NK. Reactividad por especie: humana. Ideal para inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-KIR3DL1/CD158e humano
Observaciones/Alias	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1
Especie	Humana
GeneID	3811
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-340 de KIR3DL1/CD158e humano (NP_037421.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P43629
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo