


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Ligera Lambda Humana Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P0Cg04

Número de artículo: CM0008478



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la región constante 1 de la cadena ligera lambda de la inmunoglobulina humana (IGLC1). Validado para citometría de flujo, ideal para inmunofenotipado de células B e investigación de inmunoglobulinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-cadena ligera lambda humana conjugado con PE
Especie	Humana
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 de la cadena ligera lambda humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P0CG04
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo