

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lgr5 (Gpr49) Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - 075473

Número de artículo: CM0008654



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra LGR5 (GPR49) humano para citometría de flujo. Alta especificidad por el péptido C-terminal, ideal para la investigación de células madre y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-LGR5 (GPR49) humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
Especie	Humano
GeneID (humano)	8549
GeneID	8549
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 480-580 de LGR5 humano (NP_003658.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	075473
Peso de la proteína	100 kDa
Envío	Bolsa de hielo