

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Lifr/Cd118 Conjugado Con Pe Para Fc - P42702

Número de artículo: CM0004276



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra LIFR/CD118 humano para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la señalización del receptor del factor inhibidor de la leucemia y las interacciones de receptores de citocinas en inmunología e investigación con células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano LIFR/CD118 mAb
Observaciones/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3977
GeneID	3977
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-833 del LIFR/CD118 humano (NP_002301.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P42702
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo