


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano MERTK Conjugado Con PE Para Citometría De Flujo - Q12866

Número de artículo: CM0011392



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra MERTK humano, validado para citometría de flujo. Específico para humano. Ideal para estudiar la efectorocitosis, la señalización del cáncer y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano MERTK mAb
Observaciones/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosina-proteína quinasa Mer
Especie	Humano
GeneID (humano)	10461
GeneID	10461
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-499 del MERTK humano (NP_006334.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q12866
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo