

## Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Mglur2 Humano Para Fc - Q14416

Número de artículo: CM0012245



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el mGluR2 humano (receptor metabotrópico de glutamato 2), validado para citometría de flujo (FC). Ideal para estudios de neurociencia, transmisión sináptica y mecanismos de entrada viral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb PE conejo anti-mGluR2 humano                                                                                                     |
| Notas/Alias         | GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 2912                                                                                                                                 |
| GeneID              | 2912                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-498 del mGluR2 humano (NP_000830.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                             |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                               |
| SWISS               | Q14416                                                                                                                               |
| Peso molecular      | 96kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |