

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Mica/Micb Conjugado Con Pe Para Fc - Q29983 / Q29980

Número de artículo: CM0005309



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra MICA/MICB humano para citometría de flujo. Reacciona con ligandos de NKG2D inducidos por estrés, importantes para la vigilancia inmunológica y la inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano MICA/MICB conjugado con PE
Observaciones/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Especie	Humano
GeneID (humano)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-298 de MICB humano (NP_005922.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q29983/Q29980
Peso proteico	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo