

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Mrc2 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q9Ubg0

Número de artículo: CM0009245



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al MRC2 humano (CD280, ENDO180) para citometría de flujo. Ideal para estudiar la remodelación del colágeno, la endocitosis y la progresión del cáncer en muestras de células humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano MRC2 mAb
Observaciones/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9902
ID de Gen	9902
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-513 del MRC2 humano (NP_006030.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBG0
Peso Proteico	167kDa
Envío	Bolsa de hielo