

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Humano Nectin-1/Cd111 Para Citometría De Flujo - Q15223

Número de artículo: CM0009417



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra Nectin-1/CD111 humano (Q15223). Adecuado para citometría de flujo. Útil para la investigación de adhesión celular, desarrollo neuronal y entrada de herpesvirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-humano Nectin-1/CD111
Observaciones/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Especie	Humano
ID gen (Humano)	5818
ID gen	5818
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de Nectin-1/CD111 humano (NP_002846.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15223
Peso de la proteína	57kDa/51kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo