


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Neuropilina-2/Nrp2 Humana Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - O60462

Número de artículo: CM0009643



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la Neuropilina-2 (NRP2) humana para citometría de flujo. Receptor de alta afinidad para semaforinas, VEGF y HCMV; validado para aplicaciones de citometría de flujo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Neuropilina-2/NRP2 humana conjugado con PE
Observaciones/Alias	NP2; NPN2; PRO2714; VEGF165R2
Especie	Humana
GeneID	8828
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-855 de la Neuropilina-2/NRP2 humana (NP_957718.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O60462
Peso de la proteína	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo