

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ng2 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q6Uvk1

Número de artículo: CM0008028



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra NG2 humano (CSPG4) para citometría de flujo. Reconoce la proteoglicana 4 de sulfato de condroitina, un receptor de superficie celular implicado en la migración celular y la angiogénesis. Adecuado para estudios de melanoma y del microambiente tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NG2 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1464
GeneID	1464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1583-2224 de NG2 humano (NP_001888.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6UVK1
Peso de la proteína	251 kDa
Envío	Bolsa de hielo