

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Humano Nt5E/Cd73 Para Citometría De Flujo - P21589

Número de artículo: CM0007730



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el NT5E/CD73 humano, validado para citometría de flujo. Reconoce la ecto-5'-nucleotidasa, una enzima anclada a GPI involucrada en el metabolismo de nucleótidos y la inmunosupresión. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb PE Conejo anti-Humano NT5E/CD73
Observaciones/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4907
ID del Gen	4907
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-547 del NT5E/CD73 humano (NP_002517.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21589
Peso Molecular de la Proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo