

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pd-L1/Cd274 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0010810



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra PD-L1/CD274 humano (B7-H1, PDL1). Adecuado para citometría de flujo (FC). Herramienta clave para el estudio de la tolerancia inmune, el bloqueo de puntos de control y la inmunoterapia del cáncer. Reconoce una proteína de 33 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-PD-L1/CD274 humano mAb
Observaciones/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29126
GeneID	29126
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo