


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Humano Phospho-Histona H2Ax-S139 Para Citometría De Flujo - P16104

Número de artículo: CM0001699



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la fosfo-S139 de la histona H2AX humana, validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para estudios de daño al ADN y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-humano Phospho-Histona H2AX-S139
Observaciones/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3014
GeneID	3014
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16104
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo