

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Plzf Humano Para Fc (Intracelular) - Q05516

Número de artículo: CM0009959



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a PLZF humano (ZBTB16) para citometría de flujo intracelular. Validado en muestras humanas, 74 kDa, adecuado para estudios hematopoyéticos y de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-PLZF humano
Observaciones/Alias	PLZF; ZNF145
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7704
GeneID	7704
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 6-137 de PLZF humano (NP_005997.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q05516
Peso de la proteína	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo