

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Podoplanina Humana Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q86YI7

Número de artículo: CM0010123



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la podoplanina humana (PDPN), validado para citometría de flujo. Útil para investigar la migración celular, la adhesión y la transición epitelial-mesenquimal. SWISS: Q86YL7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-podoplanina humana conjugado con PE
Observaciones/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Especie	Humana
GeneID	10630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-123 de la podoplanina humana (NP_006465.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q86YL7
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo