


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pth1R Humano Conjugado Con Pe Para Fc - Q03431

Número de artículo: CM0012153



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al PTH1R humano (receptor 1 de la hormona paratiroidea) para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular (aa 27-188). Reacciona con PTH1R humano. ~66 kDa. Uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-PTH1R humano mAb
Observaciones/Alias	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1
Especie	Humano
GeneID	5745
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-188 del PTH1R humano (NP_000307.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q03431
Peso proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo