


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Rankl/Cd254 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo (Intracelular) - O14788

Número de artículo: CM0012196



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra RANKL/CD254 humano (TNFSF11) para citometría de flujo intracelular. Ideal para estudiar la diferenciación de osteoclastos, la remodelación ósea y las interacciones entre células dendríticas y células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano RANKL/CD254 mAb
Observaciones/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Especie	Humano
ID de Gen	8600
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 136-317 de RANKL/CD254 humano (NP_003692.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14788
Peso Proteico	27kDa/30kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo