


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Siglec-7/Cd328 Humano Para Fc - Q9Y286

Número de artículo: CM0006162



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra Siglec-7 humano (CD328/AIRM1/p75). Diseñado específicamente para citometría de flujo (FC). Inmunógeno recombinante que cubre los aa 18-144. Ideal para investigación de células asesinas naturales e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-Siglec-7/CD328 humano
Observaciones/Alias	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	27036
GeneID	27036
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-144 de Siglec-7/CD328 humano (NP_055200.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y286
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo