

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Siglec-8 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - Q9Nyz4

Número de artículo: CM0006216



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra Siglec-8 humano, validado para citometría de flujo (FC). Detecta múltiples isoformas (44/46/54 kDa) y es ideal para estudiar la biología de eosinófilos, basófilos y mastocitos en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Siglec-8 humano conjugado con PE
Observaciones/alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Especie	Humano
GeneID (humano)	27181
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-363 de Siglec-8 humano (NP_055257.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso de la proteína	44 kDa/46 kDa/54 kDa
Envío	Bolsa de hielo