


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stat1 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P42224

Número de artículo: CM0012164



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra STAT1 humano. Validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para estudios de señalización del interferón, defensa antiviral y el factor de transcripción STAT1. Materia prima IVD para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-STAT1 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91
Especie	Humana
GeneID (humano)	6772
GeneID	6772
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 650-750 de STAT1 humano (NP_009330.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P42224
Peso de la proteína	83 kDa/87 kDa
Envío	Bolsa de hielo