

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Stat3 Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - P40763

Número de artículo: CM0010525



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-STAT3 humano conjugado con PE para citometría de flujo intracelular (FC). Se dirige a STAT3/APRF, un activador transcripcional de 88 kDa en las vías de IL-6 y JAK/STAT; presenta reactividad cruzada con humano. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-STAT3 humano
Observaciones/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6774
GeneID	6774
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 611-710 de STAT3 humano (NP_003141.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P40763
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo