


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Tie-2/Cd202B Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q02763

Número de artículo: CM0008773



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano Tie-2/CD202b conjugado con PE, específicamente validado para la detección por citometría de flujo (FC) del receptor Tie-2 (UniProt Q02763) en muestras humanas. Ideal para aplicaciones de investigación en angiogénesis y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano Tie-2/CD202b mAb
Observaciones/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
Especie	Humano
ID de Gen	7010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-745 del Tie-2/CD202b humano (NP_000450.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q02763
Peso Proteico	126kDa
Envío	Bolsa de hielo