


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tigit Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q495A1

Número de artículo: CM0008222



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra TIGIT humano (VSIG9, VSTM3), validado para citometría de flujo. Se dirige a un inmunorreceptor inhibidor en células T y células NK. UniProt Q495A1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TIGIT humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	201633
GeneID	201633
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q495A1
Peso proteico	18kDa/26kDa
Envío	Bolsa de hielo