


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pe Anti-Tim-3/Havcr2 Humano Para Fc - Q8Tdq0

Número de artículo: CM0008423



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra TIM-3/HAVCR2 humano, validado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 22-200). Ideal para la investigación de los puntos de control inmunitario y el agotamiento de las células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE anti-TIM-3/HAVCR2 humano
Observaciones/Sinónimos	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	84868
ID del gen	84868
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-200 de TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo