

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tlr1 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - Q15399

Número de artículo: CM0011297



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el receptor tipo Toll 1 humano (TLR1/CD281). Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Investigue las respuestas inmunitarias innatas mediadas por TLR1 a lipopéptidos bacterianos con esta herramienta de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TLR1 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPR55
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7096
GeneID	7096
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 325-424 del TLR1 humano (NP_003254.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15399
Peso proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo